



1342

Borsa per emergenza "Baby Bag" vuota



CARATTERISTICHE

Borsa per emergenza pediatrica realizzata in nylon con copertura impermeabile in PVC. È composta da tre compartimenti interni separati tra loro, una borsa removibile con frontale trasparente che permette la visualizzazione del contenuto. Ha inoltre 4 tasche esterne, due laterali e due frontali. È trasportabile a mano o tracolla.
Dimensioni c.a. 45x30x30 cm (LxHxP)

DATI TECNICI

Misura	Bambini
Pediatric	
Larghezza (cm)	45
Altezza (cm)	30
Profondità (cm.)	30
Peso (kg)	1,4
Materiale	Nylon

IMMAGINI



VEDI ANCHE



1365
Borsa da soccorso Nevada



1345
Borsa per emergenza vuota
