




9050 Nilix

Planche dorsale jaune basique avec épingles



CARACTERISTICHE

Planche dorsale basique en matière plastique haute densité, équipée de 8 ÉPINGLES.
Elle est livrée en standard avec 3 ceintures.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur (cm)	183
Largeur (cm)	40
Thickness (cm)	5
Capacité de charge (kg)	150
Poids (kg)	6,5
Trauma	
Usage	Immobilisation
Material	PEHD (polyéthylène haute intensité)

ACCESSOIRES



Jelly 629

Immobilisateur de tête standard pour
planche dorsale