



19152-130 19152-120

"MTX-AR-120" soporte para camilla con altura reducida (sin compartimento interno con tapa) con basculante de 120 mm



CARATTERISTICHE

"MTX-AR-130" supporto barella traslabile ad altezza ridotta (senza vano interno con piano) con ribaltina da 130 mm.

DATOS TÉCNICOS

Traslabile	
Anchura (cm)	60,5
Longitud (cm)	208
Peso (kg)	42
Capacidad de carga (kg)	400
Altura superficie	11,3
Altura total	14,3

ACCESORIOS



19123

Ribaltina 130 mm con attacchi per supporti e rullo



19115

Ribaltina da 180 mm con attacchi per supporti e rullo