



7270 PROOF MBS-01 7270

Barella autocaricante per trasporto bariatrico



CARATTERISTICHE

Barella autocaricante appositamente studiata per il trasporto di pazienti bariatrici è costruita in una speciale lega di acciaio inox ad alta resistenza. Il telaio è stato rinforzato per garantire una portata di 350 kg, maggiorata rispetto alle altre barelle autocaricanti della gamma MeBer, ed è stato dotato di 2 ruote anteriori Ø125x25 mm e 2 ruote posteriori Ø100x25 mm per la massima sicurezza nelle fasi di carico e scarico dal mezzo di soccorso. Le 4 ruote maggiorate Ø200, 2 fisse con freno e 2 girevoli autocentranti, conferiscono un alto grado di comfort al paziente. Il pianale rigido costruito in alluminio rende questo dispositivo facilmente lavabile e sanificabile. È inoltre dotata di schienale reclinabile da 0° a 80° azionato da una molla a gas bloccabile in qualsiasi posizione e di spondine laterali ribaltabili. Le gambe verticali sono protette da paracolpi in plastica. Viene fornita completa di materasso (art. 7013) e cinture (n. 2 art. 608-A/MEB o 608-N/MEB e n. 1 cintura art. 612/AN-2/MEB o 612/N-2/MEB).

La portata maggiorata rende ideale l'utilizzo di questa barella in abbinamento al pianale bariatrico MBP (Art. 12080) e al set ali bariatriche (art. 12084).



*Dispositivo certificato secondo
gli standard armonizzati di sicurezza
UNI EN 1865 - UNI EN 1789*

DATI TECNICI

Destinazione	Trasporto
Piano	Senza Trendelenburg
Tipologia	Barella autocaricante
Altezza (cm)	92
Larghezza (cm)	56
Peso (kg)	49,5
Portata (kg)	350
Altezza piegata (cm)	25
Altezza massima di carico (cm)	64,5
Lunghezza (cm)	197
Materiale	Acciaio inox
Bariatric	

IMMAGINI



ACCESSORI



12025

Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



12084

Set ali bariatriche per barelle autocaricanti MBS-01 e FROG



608/A-MEB

Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



608/N-MEB

Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



612/AN-2/MEB

Cintura toracica regolabile arancio/nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



612/N-2/MEB

Cintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



7013/N

Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



12106

AIR-COM Materasso antidecubito per barelle a segmenti alterni



12070/BG

"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola professionale per bombole da 2 e 3



12070/BR

"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola professionale per bombole da 2 e 3



12072/BG

"COVER OX 5 BG"- Portabombola professionale per bombole da 5



12072/BR

"COVER OX 5 BR"- Portabombola professionale per bombole da 5



938

Portabombola Oximeb



12154

Sistema di contenimento Bear Pods per obesi per barelle autocaricanti



707

Telo di trasferimento salvamaterasso a 6 maniglie



955 PROOF

Sistema di fissaggio EN 1789 per barelle autocaricanti Proof



12080-001

Kit montaggio piano bariatrico per barelle autocaricanti



12080

"MBP" pianale bariatrico largo per barelle autocaricanti FROG MERCURY e GECKO completo di



7015

Materasso pieghevole in skay nero per pianale bariatrico MBP

cinture con arrotolatore e fissaggi
barella

ACCESSORI DI SERIE



7013/N

Materasso 3 pz. in Skay ignifugo
elettrosaldato



608/A-MEB

Cintura 2 pz. con gancio in metallo
e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



612/AN-2/MEB

Cintura toracica regolabile
arancio/nera con aggancio a 4
punti e nastro MeBer per barelle
autocaricanti e sedie
