



8377

Termómetro infrarrojo



CARACTERÍSTICAS

Termómetro infrarrojo para una medición rápida, precisa y confiable de la temperatura corporal sin contacto con la superficie de medición. Dispositivo simple, intuitivo e higiénico, garantiza mediciones de temperatura estables y sin interferencias.

Especificaciones técnicas

Tipo de producto: termómetro sin contacto

Dimensiones (largo x ancho x alto): 100 mm x 40 mm x 155 mm

Peso: 105 gr sin batería

Rango de medida: Modo cuerpo $32 \div 42,9^{\circ}\text{C}$ ($89,6 \div 109,2^{\circ}\text{F}$) Modo superficie: $0 \div 60^{\circ}\text{C}$ ($32 \div 140^{\circ}\text{F}$) Modo habitación: $0 \div 40^{\circ}\text{C}$ ($32 \div 104^{\circ}\text{F}$)

Distancia de medida: 3 ÷ 5 cm (1,2 ÷ 2 pulgadas)

Condiciones de uso: Temperatura ambiente: $10 \div 40^{\circ}\text{C}$ / $50 \div 104^{\circ}\text{F}$

Humedad relativa: 85%

Resolución de pantalla: $0,1^{\circ}\text{C}$

Tiempo de respuesta: 1 s

Memoria: 32 medidas

Pilas: 2 x 1,5 V tipo AA

Consumo: 300 mW

Apagado automático: después de 30 segundos

Dispositivo que cumple con la Directiva de productos médicos 93/42 / EEC - DM Clase IIa

DATOS TÉCNICOS

Altura (cm)	15,5
Anchura (cm)	4
Longitud (cm)	10
Peso (kg)	0,08
Pediatric	

VER TAMBIÉN



16500 Sterilair PRO

Tratamiento biológico del aire:
Sterilair Pro en pared



Prevención y protección individual.



T1220 Oxytest

Pulsioxímetro portátil con sensor
adultos, cable USB y batería AAA
