



633 Axim

Brancard cuillère en aluminium avec tête/tronc à 1 pièce



CARACTERISTICHE

Grâce à ses caractéristiques, le brancard cuillère remplit une fonction de sauvetage importante car il peut être positionné directement sous le patient sans qu'il soit nécessaire de soulever ce dernier. La forme du brancard permet également au patient d'être parfaitement immobilisé pendant le transport. Dispositif efficace d'accrochage et de décrochage pour diviser le brancard. Avec 3 ceintures..



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur (cm)	168
Max length (cm)	211
Folded length (cm)	120
Largeur (cm)	42
Hauteur (cm)	6
Hauteur plié (cm)	9
Poids (kg)	8,3
Capacité de charge (kg)	170