



429

Arcos Steccobenda rigida per arti pediatrici



CARATTERISTICHE

Steccobende rigide realizzate in PVC ignifugo e completamente impermeabile, consentono la corretta immobilizzazione degli arti. Le steccobende sono radiotrasparenti. Sono dotate di 4 chiusure a Velcro[®] a lunghezza differenziata che permettono all'operatore di applicare il dispositivo con facilità e sicurezza: appositamente sagomate per allacciare saldamente e agevolmente la caviglia e la parte alta della gamba sono complete di supporto piede integrato.

Disponibili in 3 misure:

Braccio adulto/ gamba pediatrico: lunghezza cm 52 - base d'appoggio cm 9

Gamba adulto: lunghezza 74 cm - base d'appoggio cm 13

Arto pediatrico: lunghezza 30 cm, base d'appoggio 9 cm

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Pediatric	
Trauma	
Material	PVC
Länge (cm)	30
Anwendung	Immobilization

SIEHE AUCH



425

Arcos long rigid splint for lower limbs



427

Arcos short rigid splint for upper limbs



430

Arcos rigid splint set with carrying bag