



629-007

Tavola nera Slim per fermacapo art. 629



CARATTERISTICHE

La **base nera SLIM** è una tavola ribassata in **PVC** progettata per agevolare lo **stivaggio della tavola spinale nel supporto** dell'ambulanza anche con il fermacapo installato. Grazie al suo **profilo sottile**, risolve in modo efficace le problematiche di ingombro riscontrate con le basi tradizionali.

Realizzata in **PVC ad alta resistenza**, la base è **facile da sanificare** e garantisce un'ottima durata nel tempo. È fornita **completa di cinturini** per un fissaggio sicuro e stabile del fermacapo alla tavola spinale.

Profilo ribassato per stivaggio agevolato
Materiale: PVC igienico e facilmente sanificabile
Cinturini inclusi

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Breite (cm)	38,5
Tiefe (cm.)	26
Dicke (cm)	1,2

IMAGES



SIEHE AUCH



629/SLIM

JELLY SLIM Fermacapo rosso con
base slim nera per tavola spinale

ZUBEHÖR VON



JELLY 629

Orange standard head immobilizer
for spinal board
