



629/SLIM

Immobilisateur de tête rouge avec base slim noire pour planche dorsale



CARACTERISTICHE

JELLY SLIM, l' immobilisateur de tête avec base slim noire (réf. [629-007](#)) pour planche dorsale.

La base abaissée facilite le rangement de la planche dorsale dans le support de l' ambulance.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur (cm)	39
Profondeur (cm.)	26
Hauteur (cm)	15
Poids (kg)	0,56

VOIR AUSSI



Jelly 629
Immobilisateur de tête standard pour
planche dorsale

ACCESSOIRES



629-007
Base Noire SLIM pour Immobilisateur de
tête - Art. 629
