



1740

Tensiomètre anéroïde rotatif à paroi ronde



CARATTERISTICHE

Tensiomètre à cadran rond, facile à lire, idéal pour les ambulances ou les cabinets médicaux. Rotatif jusqu' à 65° dans les deux sens, panier à brassard spacieux pour ranger les accessoires, tube en spirale extensible jusqu' à 3 mètres, soupape d' aération à une bille et chromée, grand cadran de 147 mm de diamètre, membrane spéciale en cuivre au béryllium durci, brassard calibré en nylon Velcro® et vessie en latex à 2 tubes.

IMAGES



ACCESSOIRES



1740-001
Bracciale pediatrico per
sfignomanometro aneroide da parete
Art.1740