



2400

Masque de réanimation en silicone taille 0



CARATTERISTICHE

Masque de réanimation et d' anesthésie. Le bord anatomique, en silicone, garantit une adhérence maximale au visage, tandis que la coque, en polysulfone transparent, permet de surveiller le patient pendant l' application. Connecteur standard. **Autoclavable, il est disponible en 6 tailles différentes.**

DONNÉES TECHNIQUES

Taille	Enfants
Pediatric	
Material	Silicone

VOIR AUSSI



2402
Masque de réanimation en silicone taille
2



2401
Masque de réanimation en silicone taille
1



2405
Masque de réanimation en silicone taille
5



2403
Masque de réanimation en silicone taille
3



2404
Masque de réanimation en silicone taille
4

ACCESSOIRE DE



1366
Sac à dos « 115 » rouge FOURNI
COMPLET - SPÉCIFICATION TPSS