



880 Halley

Attelle à dépression pour jambe




CARACTERISTIQUE

Fabriquées avec des matériaux très fiables permettant une parfaite immobilisation des membres inférieurs et supérieurs par aspiration de l'air intérieur, elles sont équipées d'une valve d'aspiration externe afin de ne pas gêner le patient. Il est possible de commander les attelles-pansements en vrac, ou le lot composé d'une attelle à dépression pour bras, jambe, avant-bras, la petite pompe à vide et le sac en nylon. Toutes les attelles sont radio-transparentes.

DONNÉES TECHNIQUES

Taille	Adultes
Usage	Immobilisation
Trauma	
Longueur (cm)	109
Largeur (cm)	67
Material	PVC

IMAGES



VOIR AUSSI



Halley 884

Attelle à dépression pour avant-bras



Halley 882

Attelle à dépression pour bras



Halley 886

Lot d' attelles à dépression avec pompe
et étui

ACCESSOIRES



889

Petite pompe en aluminium