



## 886 Halley

Lot d' attelles à dépression avec pompe et étui



### CARATTERISTICHE

Fabriquées avec des matériaux très fiables permettant une parfaite immobilisation des membres inférieurs et supérieurs par aspiration de l'air intérieur, elles sont équipées d' une valve d' aspiration externe afin de ne pas gêner le patient.

Il est possible de commander les attelles-pansements en vrac, ou le lot composé d' une attelle à dépression pour bras, jambe, avant-bras, la petite pompe à vide et le sac en nylon.

Toutes les attelles sont radio-transparentes.

### DONNÉES TECHNIQUES

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille | Adultes                                                                             |
| Usage  | Immobilisation                                                                      |
| Trauma |  |

### IMAGES



---

## VOIR AUSSI

---



**417**

Ensemble d'attelles en néoprène  
« NEOFIX » avec étui



**Air Splint 722**

Lot de 6 attelles pneumatiques avec étui  
et pompe



**Halley 880**

Attelle à dépression pour jambe



**Halley 882**

Attelle à dépression pour bras



**Halley 884**

Attelle à dépression pour avant-bras

---

## ACCESSOIRES

---



**889**

Petite pompe en aluminium