



## 936/A

Tige porte-perfusion pour brancards Art. 1510 Proof et Art. 1515 Proof



### CARATTERISTICHE

Tige porte-perfusion télescopique pour brancard Possibilité de monter la tige dans n'importe quelle position du brancard grâce à un raccord rapide avec volant.

Dimensions : H min. cm 47,5 - H max. cm 130,5

### DONNÉES TECHNIQUES

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Min hauteur (cm) | 47,5                 |
| Hauteur max (cm) | 130,5                |
| Poids (kg)       | 0,5                  |
| Material         | Alliages d'aluminium |

### IMAGES



---

VOIR AUSSI

---



**936**

Tige porte-perfusion pour brancards à  
chargement automatique Winner et Frog



**12018N**

Tige porte-perfusion télescopique pour  
brancards à chargement automatique

---