



7016/A

Matelas entier électro-soudé orange en PVC



CARATTERISTICHE

Matelas pour brancard à chargement automatique en PVC orange et éponge. Entièrement électro-soudé et étanche, il convient à tous les brancards à chargement automatique Me.Ber. Standard.

Dimensions : cm 186x47x5

*Les images sont fournies à titre indicatif seulement.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur (cm)	186
Largeur (cm)	47
Thickness (cm)	5
Material	PVC

VOIR AUSSI



Gecko 7122/AZ

Brancard à chargement automatique
« GECKO » d'entrée de gamme bleu
clair



Gecko 7122/V

Brancard à chargement automatique «
GECKO » d'entrée de gamme vert
